

## Navina Insert

### Beskrivning

Navina Insert är en mjuk, flexibel, vätskefylld analpropp avsedd för att förhindra avföringsläckage. Produkten är icke-steril och endast avsedd för engångsbruk.

### Användning

Navina Insert är avsett att användas för hantering av avföringsläckage på grund av avföringsinkontinens. Analproppen är utformad för att sättas in av användaren själv för att täta och förhindra läckage av avföring från ändtarmen.

### Risker

- Möjlig mild irritation eller obehag i ändtarmsöppning eller ändtarmen.
- Möjlig migration eller förskjutning av analproppen in i analkanalen och ändtarmen.
- Övåntad expansion.

### Varningar, försiktighetsåtgärder och kontraindikationer

Avföringsinkontinens kan behandlas medicinskt. Navina Insert är inte avsett att ersätta kirurgiska alternativ för att behandla avföringsinkontinens. Kontakta din läkare för professionell rådgivning.

- Navina Insert är kontraindicerat för användning på barn.
- Denna produkt är icke-steril och endast avsedd för engångsbruk. Återanvändning av analproppen kan leda till att den går sönder.
- Använd inte om förpackningen är öppen eller skadad.
- Använd inte om du är allergisk mot silikon.
- Använd inte tillsammans med stolpiller.

### Avbryt användningen av Navina Insert och kontakta din läkare om du har:

- Blodig avföring eller blödning från ändtarmen.
- Blödande hemorrojder.
- Anal/rektal smärta, irritation, spasmer, sprickor eller fisurer
- Navina Insert som försvunnit in i analkanalen eller ändtarmen och inte stötts ut vid tarmtömning.
- Genomgått rektalkirurgi inom de senaste 4 veckorna

### Navina Insert

Art. nr	Beskrivning	Specifikation
6930400	Navina Insert, Standard	Låda med 30 st
6930500	Navina Insert, Large	Låda med 30 st
6930600	Navina Insert, Starter Pack	Låda med 5 st Standard och 5 st Large



**Navina™**

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric<sup>®</sup> och Navina<sup>™</sup>. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

**Wellspect. En verklig skillnad.**

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök [wellspect.se](https://wellspect.se).

Följ oss också på Facebook och Instagram.

[wellspect.se](https://wellspect.se)

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel 031 376 40 00.

#### Navina fecal incontinence insert



Tillverkare:  
Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest  
Stewartville, MN 55976 USA  
507-533-0366  
[www.mnmedtech.us](https://www.mnmedtech.us)

Importör:  
Wellspect HealthCare  
Aminogatan 1  
Box 14, 431 21 Mölndal,  
Sverige.  
[www.wellspect.se](https://www.wellspect.se)

MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20  
Braunfels 35619  
Germany