

Navina Smart produktinformation

Navina™ Systems från Wellspect HealthCare har utvecklats för att hjälpa vuxna och barn över 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel.

Användaren kan vara rullstolsburen och/eller ha nedsatt motorisk funktion i händerna. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen (kolon) kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och ändtarmen (rektum). Barn ska utföra TAI i vuxens sällskap, tills dess sjukvårdspersonal bedömer att barnet klarar att genomföra TAI på egen hand.

- Rådgör alltid med sjukvårdspersonal som är specialiserade på TAI innan du använder Navina Systems
- Navina Systems ska endast användas så som det beskrivs i bruksanvisningen.
- Navina Systems ska endast användas av en och samma person.
- Navina rektalkateter regular, är endast för vuxna.
- Navina rektalkateter small, ska endast användas tillsammans med helvita Navina Systems.

Kontraindikationer

Använd inte Navina™ Smart om du har något av följande:

- Anal eller rektal stenosis
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit.
- Kolorektal cancer.
- Ischemisk kolit.
- Genomgått rektal operation för mindre än 3 månader sedan.
- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan

Listan över kontraindikationer är inte fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till individuella omständigheter

Navina Smart

Art. nr	Produkt	Innehåll
6900910	Navina Smart Regular* Endast för vuxna	1 Navina Smart kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Regular * 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6901010	Navina Smart Small Från 3 år	1 Navina Smart kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Rektalkatetrar Small 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset
6901910	Navina Smart Kona Från 3 år	1 Navina Smart kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 Slangset 2 Konor 1 Navinaväska 1 Tillbehörsset

NÄR TARMEN FUNGERAR, FUNGERAR TILLVARON

Wellspect®
A REAL DIFFERENCE



Navina Smart Förbrukningsartiklar

Art. nr	Produkt	Innehåll	Tekniska detaljer
6900310	Förbrukningsset Regular	1 Vattenbehållare 15 Rektalkatetrar Regular*	1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala. Hydrofila, engångskatetrar.
6900410	Förbrukningsset Small	1 Vattenbehållare 15 Rektalkatetrar Small	1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala. Hydrofila, engångskatetrar.
6901610	Förbrukningsset Kona	1 Vattenbehållare 15 Konor	1.5 liter, hopfällbar, dubbel skala. Hydrofila, engångskonor.
6894010	Rektalkateterset Regular*	10 Katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6894310	Rektalkateterset Small	10 Katetrar	Hydrofila, engångskatetrar.
6901110	Slangset	1 Slang till kateter/kona 1 Slang till vattenbehållare	100 användningstillfällen 100 användningstillfällen
6901200	Tillbehörset	2 Greppringar(1 vertikal, 1 horisontell) 1 Nackband 1 Fästrem 1 Fästklämma till Navina Smart kontrollenheten	
6901410	Navina Smart kontrollenhet	Navina Smart kontrollenhet med lad- dare och kabel	Flödes hastighet 100 - 650 ml/min (+/- 50 ml) 400 användningstillfällen

* Endast för vuxna

wellspect.se



Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel: 031 376 40 00.