

## Produktioninformation för Navina Smart

### Produktbeskrivning

System för transanal irrigering med elektronisk kontrollenhet.

### Hållbarhet och användningar

Alla komponenter i Navina Irrigation System har en hållbarhet på 3,5 år, utom Navina-katetrarna och Navina-konan som har en hållbarhet på 2 år. När Navina-komponenterna packas i set bestämmer den komponent som har kortast hållbarhet hela setets hållbarhet.

Observera att Navina Smart-kontrollenhet också har ett "senaste laddningsdatum" inställt på 1,5 år från tillverkningsdatum.

Navina-katetrar och -konor är avsedda för engångsbruk, vattenbehållaren kan användas 15 gånger, vattenslangsetet kan användas 100 gånger och Navina Smart-kontrollenheten kan användas 400 gånger eller två år från datumet för första användningen.

### Materialsammansättning

**Katetermaterial:** SEBS (styren-etylen-butylen-styren)/PP (polypropen) med en hydrofil ytbeläggning av PVP (polyvinylpyrrolidon).

**Primärt förpackningsmaterial:** påse av PE/PET.

**Sekundärt förpackningsmaterial:** kartong och wellpapp.

### Avsedd användning

Navina Systems är avsett för transanal irrigering genom att vatten tillförs till nedre delen av tjocktarmen med hjälp av en rektalkateter.

### Indikationer för användning

Navina Systems är avsedda för att hjälpa vuxna och barn från 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma innehållet i nedre delen av tjocktarmen och ändtarmen.

### Kontraindikationer

Använd **INTE** Navina Systems om något eller några av följande tillstånd gäller för dig:

- Känd anal eller kolorektal stenosis.
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.
- Akut divertikulit.
- Kolorektal cancer.
- Ischemisk kolit.
- Genomgått anal eller kolorektal operation för mindre än tre månader sedan.
- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan.
- Du är gravid.

Den här listan är inte nödvändigtvis fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till användarens individuella omständigheter.



### Navina Smart System

| Artikelnummer                 | Beskrivning                                                                               | Specifikation                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6900910<br>6901010<br>6901910 | Navina Smart System Regular<br>Navina Smart System Small<br>Kona till Navina Smart System | 1 Navina Smart-kontrollenhet<br>1 strömadapter<br>1 kabel<br>1 vattenbehållare<br>1 vattenslangset<br>2 rektalkatetrar<br>1 Navina-väska<br>1 tillbehörsset |
| 6900310                       | Navina förbrukningsset regular                                                            |                                                                                                                                                             |
| 6900410                       | Navina-förbrukningsset small                                                              | 1 vattenbehållare<br>15 rektalkatetrar                                                                                                                      |
| 6901610                       | Navina-förbrukningsset med konor                                                          |                                                                                                                                                             |
| 6894010<br>6894310            | Navina Catheter Set Regular<br>Navina-kateterset small                                    | 10 rektalkatetrar                                                                                                                                           |
| 6901110                       | Navina-vattenslangset                                                                     | 1 kateterslang<br>1 slang till vattenbehållare                                                                                                              |
| 6901200                       | Navina-tillbehör                                                                          | 2 greppringar (1 vertikal, 1 horisontell)<br>1 nackband<br>1 fästrem<br>1 fästklämma till Navina Smart-kontrollenhet                                        |
| 6901410                       | Navina Smart-kontrollenhet                                                                | 1 Navina Smart-kontrollenhet<br>1 strömadapter<br>1 kabel                                                                                                   |
| 6901500                       | Navina Smart-strömadapter och kabel                                                       | 1 strömadapter<br>1 kabel                                                                                                                                   |

**Navina™** Smart



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.  
Phone: +46 31 376 40 00. [www.wellspect.se](http://www.wellspect.se)



Rx Only