

Produktbeskrivning

LoFric® Elle™, hydrofil tappningskateter för engångsbruk, redo att användas, avsedd för intermittent kateterisering av urinblåsan.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong.
2 kartonger per transportförpackning.

Material-sammansättning

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter:
Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Aktiveringsvätska:
Vattenbaserad aktiveringsvätska med glycerol.

Styckförpackning:
Polypropylen.


Produktsortiment

Referenser	Typ	Längd	Storlek
418 10 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 10
418 12 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 12
418 14 20	LoFric® Elle™ Nelaton (female)	10 cm*	CH 14

*Effektiv längd, kateterlängd som kan föras in i uretra.



Användarvänlig förpackning.



- Designad för att vara ergonomisk och användarvänlig. Med vinklat handtag - för bra grepp och hygien eftersom katetern aldrig behöver vidröras. Går att koppla till vanliga uppsamlingspåsar eller förlängningsslang.
- Klar att använda direkt när du behöver, för snabb hantering och kateterisering.
- Liten och diskret design.
- Styckförpackningen är återvinningsbar som plast (polypropylen).
- Tillverkad utan PVC, ftalater eller latex.
- Skonsamma kateterögon.^{1,2}
- LoFric-katetrar har vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.^{3,4}



LoFric® Elle™

Referenser

1. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
2. Newman et al., Springer, 2018
3. Waller et al., Spinal Cord, 1997
4. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal, Sverige.
Tel: 031-376 40 00. www.wellspect.se

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only