

LoFric Elle Pro

– produktdatablad

LoFric® Elle™ Pro, en hydrofil engångskateter, färdig att användas, med multipla kateterögon, utformad för att möjliggöra fullständig blåstömning utan behov av repositionering.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong. 2 kartonger per transportförpackning.

5 katetrar per provförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Aktiveringsvätska: Vattenbaserad aktiveringsvätska med glycerol.

Styckförpackning: Polypropylen.

Produktsortiment

Referenser	Typ	Längd	Storlek	Antal kateterögon
419 10 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 10	12
419 12 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 12	12
419 14 20	LoFric® Elle™ Pro Nelaton (female)	10 cm*	CH 14	12

*Effektiv längd, kateterlängd som kan föras in i uretra.

Alla produkter finns i provförpackningar med 5 katetrar. Vid beställning ska du byta ut de två sista siffrorna i referensnumret mot 05.

LoFric Elle Pro



- **LoFric Elle Pro multipla kateterögon** är utformad för att möjliggöra fullständig blåstömning utan behov av repositionering av katetern.¹
- **Förbättrar förutsättningen** för en lyckad kateterisering – det L-formade handtaget förbättrar sikten vid användning av en spegel och gör det lättare att lokalisera urinröret. Det stöder också en mer upprätt, naturlig position under kateterisering.

- **L-format handtag** för bra grepp, extra räckvidd och non-touch-teknik.
- **Klar att använda direkt** när du behöver, för snabb hantering och kateterisering.
- **Skonsamma kateterögon.**
- **Tillverkad utan PVC, ftalater eller latex.**

- **LoFric-katetrar har** vårt unika ytskikt Urotonic™ Surface Technology (UST), vilket gör att katetern förblir skonsam och säker att använda, både när den förs in och dras ut.^{2,3}
- **Styckförpackningen** är återvinningsbar som plast (polypropylen).



LoFric® Elle™ Pro

Referenser

1. Data on file.
2. Waller et al., Spinal Cord, 1997.
3. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988.

På Wellspect utvecklar vi innovativa produkter och lösningar som gör verklig skillnad för människor med behov av kontinensvård – för att de ska kunna leva livet fullt ut, varje dag. Vi har varit ledande inom hälso- och sjukvård i över 40 år med våra varumärken LoFric® och Navina™. Vi arbetar ständigt för att göra våra användarvänliga lösningar tillgängliga för ännu fler, samtidigt som vi strävar efter att upprätthålla de högsta kvalitetsstandarderna samtidigt som vi minimerar klimatavtrycket från våra produkter. Genom nära samarbete med användare och vårdpersonal strävar vi efter att förbättra kliniska resultat och höja livskvaliteten för människor världen över.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se
Följ oss också på LinkedIn, X, Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect AB, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal. Tel: 031-376 40 00.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only