

LoFric® Origo™ Pro, hydrofil tappningskateter för engångsbruk med bipackad saltlösning för aktivering och multipla kateterögon, designad för komplett blåstömning utan behov av repositionering av katetern.

Sterilisering och hållbarhet

Steriliserade med hjälp av strålning. Använd före utgångsdatumet på förpackningen.

Förpackning

30 katetrar per kartong.
4 kartonger per transportförpackning.
5 katetrar per provförpackning.

Materialsammansättning

Hydrofil ytbeläggning:
Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaserad elastomer (POBE).

Vätskebehållare:

Laminatfolie av polyetentereftalat (PET), aluminium och polyeten (PE). Sterilt vatten med natriumklorid (NaCl).

Skyddshölje: polyeten (PE).

Styckförpackning:

Toppfolie: Laminatfolie av polyetentereftalat (PET) och polyeten (PE).

Bottenfolie: Polyolefin.


Produktsortiment

Artikelnr.	Typ	Längd	Storlek	Antal kateterögon
441 12 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 12	12
441 14 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 14	12
441 16 20	LoFric® Origo™ Pro*	40 cm	CH 16	12


*LoFric Origo Pro har skyddshölje, flexible tipp och multipla kateterögon.

Alla produkter finns i provförpackning, 5 katetrar. För att beställa ersätt de två sista siffrorna i artikelnumret med 05

LoFric Origo Pro



- **LoFric Origo Pro multipla kateterögon** är utformad för att möjliggöra fullständig blåstömning utan behov av repositionering av katetern.¹
- **Öppningsflik med ögla.**
- **Självhäftande yta på baksidan** för enkel upphängning.
- **Aktiveras direkt** – steril saltlösning ingår i förpackningen och genom ett tryck är katetern klar att användas.
- **Skyddshölje** för utmärkt kontroll möjliggör non-touch-teknik.
- **Mjuka kateterögon.**
- **LoFric Origo-katetrar är belagda** med Urotonic™ Surface Technology. Katetern förblir hal och skonsam, både när den förs in och dras ut.^{2,3,4}
- **Inte tillverkad med PVC, ftalater och latex.**



Referenser

1. Data on file at info@wellspect.com.
2. Waller et al., 1997.
3. Lundgren et al., 2000.
4. Johansson et al., 2013.

På Wellspect utvecklar vi innovativa produkter och lösningar som gör en verklig skillnad för personer med behov av kontinensvård, och ger dem möjlighet att leva livet fullt ut, varje dag. Vi har varit en betrodd ledare inom hälso- och sjukvården i över 40 år med våra produktvarumärken LoFric[®], Navina[™] och Surity[™], och vi arbetar ständigt för att göra våra användarvänliga produkter tillgängliga för ännu fler. Varje dag strävar vi efter att upprätthålla högsta kvalitet och samtidigt minimera våra produkters miljöpåverkan. Genom nära samarbete med användare och vårdpersonal som förlitar sig på våra lösningar strävar vi efter att förbättra kliniska resultat och förbättra livskvaliteten för människor runt om i världen.

Wellspect. A Real Difference.

För mer information om våra produkter och tjänster, besök wellspect.se
Följ oss också på LinkedIn, X, Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect AB, Aminogatan 1, 431 21 Mölndal. Tel: 031-376 40 00.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

R_x Only