

ETT NYTT
HJÄLPMEDEL
SÅ DU KAN
KÄNNA DIG
SÄKER

Navina Insert är utvecklat för att förhindra
avföringsläckage

Navina™

FRÅN ORO TILL NYTT HOPP

Att hamna i en situation när man inte längre kan lita på sin egen kropp är naturligtvis förödande. Alla som lider av avföringsinkontinens vet att både de fysiska och psykiska konsekvenserna begränsar livet och hindrar dig från att göra det du vill.

Som tur är finns det hjälp.

Wellspect lanserar en ny innovation: Navina Insert. En mjuk och skonsam analpropp gjord av flexibelt silikon, designad för att täta helt mot rektum, och hjälpa till att förhindra avföringsläckage.

Vi erbjuder ett alternativ som ger hjälp direkt med det akuta problemet - och hopp om ett mer självständigt liv.




”...Ibland är det så illa att jag är rädd för att överhuvudtaget gå ut och göra något alls, för min tarm kommer igång och det är så pinsamt...
...Att behöva oroa sig för det hela tiden är så påfrestande, det tär på mig”

Kvinna med ryggmärgsskada, 47 år¹


INSTRUKTION STEG FÖR STEG



1. Håll den glidbehandlade analproppen med hjälp av den vita applikatorn i plast och rikta den övre rundade delen mot ändtarmsöppningen.



2. För försiktigt in analproppen tills handtaget vilar mot ändtarmsöppningen. Avlägsna applikatorn och släng den i hushållsavfallet.



3. Den vätskefyllda analproppen anpassar sig till kroppen och hjälper till att förhindra läckage.



4. För att ta ut den, ta tag i handtaget och dra försiktigt för att avlägsna analproppen och släng den i hushållsavfallet.

¹Nevedal et al. 2015



EN INNOVATIV DESIGN FÖR ÖKAT VÄLBEFINNANDE

Den flexibla, vätskefyllda analproppen är utvecklad för att ändra form och anpassa sig när vätskan rör sig inuti. Det gör att den är enkel att föra in och ta ut, och bekväm att bära. Navina Insert är designad för att vara enkel att hantera, förhindra läckage och göra det möjligt att leva ett självständigt och aktivt liv.

- Utvecklad för att skydda mot avföringsläckage
- Designad för att vara bekväm
- Framtagen för att vara hygienisk

24 TIMMARS ANVÄNDNING

Kan bäras i upp till 24 timmar

HYGIENISK OCH ANVÄNDAR- VÄNLIG

Applikatorn i plast ger ett bra grepp vid införande och håller fingrarna rena.

FLEXIBILITET OCH KOMFORT

Tillverkad av mjukt silikon och fylld med vätska är analproppen noggrant utvecklad för att säkerställa bekväm applicering och anpassning till kroppen.



STABIL POSITIONERING

Det breda yttre handtaget formar sig bekvämt och är designat för att hålla produkten säkert på plats.

DUBBEL TÄTNING

För det första ligger den rundade övre delen inne i analkanalen an mot sfinktern och sluter tätt för att förhindra avföringsläckage. För det andra formar sig halsen på analproppen efter tarmen och fyller ut den så att trycket från sfinktern tätar och ytterligare förhindrar läckage



**PRATA MED DIN
VÅRDKONTAKT
REDAN IDAG**

Du behöver en förskrivning från vårdpersonal för att börja använda Navina Insert. Det sociala stigmat kring avföringsinkontinens kan göra det svårt att ta upp ämnet. Tag med den här broschyren till ditt nästa möte och våga börja prata.

Mer information hittar du på www.wellspect.se

NAVINA INSERT - BESKRIVNING:

Navina Insert är en mjuk, flexibel och vätskefylld analpropp som utformats för att förhindra avföringsläckage. Analproppen är icke-steril och endast avsedd för engångsbruk.

AVSEDD ANVÄNDNING

Analproppen är utformad för att sättas in av användaren själv för att täta och förhindra läckage av avföring från ändtarmen.

INDIKATIONER

Navina Insert är indikerad för hantering av ofrivilligt avföringsläckage på grund av tarminkontinens.

KONTRAIKATIONER

Navina Insert skall inte användas på barn.

På Wellspect utvecklar vi innovativa lösningar för kontinensvård som förbättrar livskvaliteten för människor med blås- och tarmproblem. Vi vill inspirera våra användare till bättre självförtroende och självständighet samt till en god hälsa och välbefinnande. Vi har varit ledande inom industrin i 40 år med våra varumärken LoFric[®] och Navina[™]. Vår målsättning är alltid att minimera klimatavtrycket från våra produkter och vi strävar passionerat efter att bli klimatneutrala. Vi arbetar tätt tillsammans med användare och vårdpersonal för att förbättra våra produkter och tjänster på ett hållbart sätt, idag och för framtiden.

Wellspect. En verklig skillnad.

För mer information om våra produkter och vårt initiativ Advancing Continence Care Together (ACCT), besök wellspect.se.

Följ oss också på Facebook och Instagram.

wellspect.se

Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, Box 14, 431 21 Mölndal. Tel 031 376 40 00.

Navina fecal incontinence insert



Tillverkare:
Minnesota Medical Technologies
2446 Henry Road Northwest
Stewartville, MN 55976 USA
507-533-0366
www.mnmedtech.us

Importör:
Wellspect HealthCare Aminogatan 1
Box 14, 431 21 Mölndal, Sverige.
www.wellspect.com

MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
Braunfels 35619
Germany